AKADEMIA EVO X HD · DO POWIESZENIA PRZY STANOWISKU

Ściąga *elektrologa*

Protokół zabiegu

1. **Wywiad i zgoda**
   Formularz i zgoda na zabieg. Sprawdź przeciwwskazania.
2. **Przygotowanie skóry**
   Oczyszczenie i dezynfekcja, np. Purifying & Calming Lotion.
3. **Test nawilżenia**
   Sonda pomiarowa na suchą, czystą skórę, wynik 0–100%.
4. **Anaforeza (opcjonalnie)**
   Gdy wprowadzenie sondy jest utrudnione.
5. **Strefa i grubość włosa**
   Urządzenie ustawi częstotliwość, tryb, moc i czas.
6. **Dobór sondy**
   F2 izolowana do meszku, F3/F4 złota lub stalowa do grubszych włosów.
7. **Zabieg**
   Sonda wzdłuż włosa, bez przebijania skóry. Po sygnale włos wychodzi bez oporu.
8. **Kataforeza i pielęgnacja**
   Twarz: kataforeza na żelu COSMIX Hydro Gel Base, potem Senso Calm Gel lub puder.

Dobór sondy

Sonda	Kiedy
F2 izolowana	Meszek i cienkie włosy na twarzy: wąsik, policzki
F3 złota / stalowa	Grubsze włosy (stalowa, gdy zabieg jest dobrze tolerowany)
F4 złota / stalowa	Bardzo grube włosy

Złoto lepiej przewodzi prąd – ze złotą sondą pracuj na niższych parametrach. Sondy izolowane nie do elektrolizy i blendu. Cienki włos = płytko, gruby = głębiej.

Gdy włos nie puszcza

1. Sprawdź **kąt** wprowadzenia sondy.
2. Sprawdź **głębokość** wprowadzenia.
3. Najpierw **wydłuż czas** impulsu.
4. Dopiero potem **zwiększ moc**.

Dalej: „Włosy trudne" (ST-350: Curly), Repeat, większa sonda, Blend.
Urządzenie podpowiada maksymalne dopuszczalne parametry – elektrolog decyduje, czy da się pracować skutecznie na delikatnie niższych, chroniąc skórę osoby na zabiegu. Włos przykleja się do sondy = za wysoka intensywność.

Ana- i kataforeza

Twarz	Ciało	Prąd bazowy	Czas domyślny
0,30–0,80 mA	**0,80–1,50 mA**	**1,0 mA**	**3 min**

Zabieg na **żelu kontaktowym** – wybieramy COSMIX Hydro Gel Base. Obwód zamyka **elektroda zwrotna owinięta wilgotnym ręcznikiem**, który przykrywa całą elektrodę. Elektrodę aktywną przesuwaj powoli. Na zabiegu czuć tylko lekkie mrowienie – przy dyskomforcie zmniejsz intensywność.

SugarBabe Studio&School · oficjalny przedstawiciel Silhouet-Tone w Polsce
ul. Smulikowskiego 4 (parter), Warszawa · tel. 607 623 260 · hubert.pawlak@pandhys.com.pl
www.evoxhd.pl

Przeciwwskazania według producenta

Przed każdym zabiegiem sprawdź listę z osobą zabiegową. W razie wątpliwości skieruj ją do lekarza lub poproś o pisemną zgodę lekarza.

Ogólne

- Padaczka z napadami drgawkowymi
- Ciąża i karmienie piersią
- Nowotwory, chemioterapia, remisja (po roku bez leczenia, za zgodą lekarza)
- Choroby zakaźne (HIV, WZW, gruźlica)
- Hemofilia
- Stosowanie Accutane
- Okres dojrzewania (rok po pierwszej miesiączce, zgoda rodzica < 18 lat)
- Stwardnienie rozsiane
- Cukrzyca insulinozależna lub ciężka (typ 1)
- Implanty ślimakowe
- Rozrusznik serca
- Skłonność do keloidów
- Gorączka w dniu zabiegu

Miejscowe

- Rak skóry
- Zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica, problemy żylne
- Infekcja, stan zapalny, oparzenie, rumień (także słoneczny)
- Znamię barwnikowe (za zgodą lekarza)
- Kanał słuchowy, wnętrze nozdrzy
- Opryszczka
- Neuralgia, miejscowy ból, zaburzenia czucia
- Egzema, zapalenie skóry, łuszczyca
- Każdy stan opóźniający gojenie

Prąd galwaniczny

elektroliza, blend, ana- i kataforeza – dodatkowo:

- Paraliż, także miejscowy
- Obszary z implantami metalowymi
- Aparat ortodontyczny, proteza
- Zaburzenia pracy tarczycy

Programy specjalne EVO X HD

Po laserze i IPL	Poprawki na małych i dużych obszarach, włosy jasne, siwe, rude, meszek, miejsca trudne dla głowicy lasera.
Odrost paradoksalny	Włosy wokół miejsc po laserze, IPL, wosku, pęsecie, goleniu.
Włosy wrastające	Usuwaj je na każdej wizycie – skóra szybko wygląda lepiej.
Włosy zdeformowane i kręcone	Nigdy nie forsuj sondy na zakręcie mieszka. Zwykle potrzeba kilku zabiegów.

Ile trwa seria

5–6 zabiegów

Włosy nietknięte: ok. 4 miesiące bez usuwania włosów (telogen, wszystkie widoczne).

1,5–2 lata

Włosy wcześniej wyrywane, golone, woskowane – na skórze widać ok. 30% włosów.

Na podstawie instrukcji obsługi Silhouet-Tone oraz praktyki SugarBabe Studio&School. Materiał pomocniczy – nie zastępuje szkolenia z elektroepilacji. Stan na listopad 2026.

SugarBabe Studio&School · oficjalny przedstawiciel Silhouet-Tone w Polsce
ul. Smulikowskiego 4 (parter), Warszawa · tel. 607 623 260 · hubert.pawlak@pandhys.com.pl

www.evoxhd.pl